

Contact

Contacteer het pijncentrum:

- Wanneer de naald per ongeluk (niet correct) verwijderd werd
- Bij toename van de pijn of technische problemen
- Bij vermoeden van een infectie (roodheid, zwelling, etterig vocht)

Het multidisciplinair pijncentrum is bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op het nummer + 32 3 821 35 86.

Bij dringende gevallen buiten de kantooruren kunt u de wachtdienst van het pijncentrum contacteren via de telefooncentrale van het UZA +32 3 821 30 00.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

UZA'

Spinale pijnpomp type CADD

Informatiebrochure patiënten

© UZA, maart 2017. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Pijncentrum 201791



Kennis / Ervaring / Zorg

UZA'

Beste patiënt,

Welkom in het pijncentrum van het UZA. In deze folder vindt u meer informatie over een CADD-pijnpomp. Hebt u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Wat is een spinale pijnpomp?

Via een spinale CADD-pijnpomp kunt u zichzelf pijnstillers (analgetica) toedienen. Dat gebeurt langs een intrathecale katheter: een dun buisje dat onderhuids aan de buikwand gekoppeld wordt via een een Port-à-Cath systeem.

De pijnmedicatie mag enkel toegediend worden via de CADD-pomp met cassettes van het multidisciplinair pijncentrum.

- **CADD-pomp:** De pomp werkt zowel via een elektriciteits snoer als draadloos op batterijen. Laad de batterij dagelijks op. De batterijcapaciteit staat op het scherm van de pijnpomp in de rechter bovenhoek (zie foto). De oplaadbare batterij kan vervangen worden door 4 AA-batterijen.
- **Cassettewissel:** Bestel een nieuwe cassette enkele dagen op voorhand. Is het volume in de cassette kleiner dan 20ml? Meld dit dan aan het pijncentrum zodat we tijdig een nieuw voorschrift kunnen maken. Het volume staat op het scherm van de pijnpomp in de linker bovenhoek (zie foto).

- **PCA-handset:** Aan de pijnpomp is een PCA-drukknop aangesloten: gebruik deze om extra medicatie te krijgen. Tussen twee dosissen is er een interval waarin u geen extra dosis kan krijgen. Soms moet u dus even later nogmaals drukken om opnieuw medicatie te krijgen. U mag zo vaak op de blauwe knop drukken als nodig is: een overdosis is niet mogelijk. Wanneer de kabel afgekoppeld is, kunt u de blauwe drukknoop 'PCA-dose' op de pijnpomp zelf gebruiken om extra medicatie te krijgen.



- A Batterijvak
- B Scherm
- C Indicatielampjes
- D USB-poort
- E Blauw netstroomlampje
- F Netstroomaansluiting
- G Aansluiting PCA-handset
- H Toetsenbord
- I Cassettevergrendeling
- J Cassette-/toetsenbordvergrendeling
- K Aan/uit-knop

U mag douchen, maar houd de pomp buiten de douche (in een plastic zakje) en plak het verband waterdicht af (met verbandtype tegaderm).

Om de 2 à 3 weken komt u op raadpleging op het multidisciplinair pijncentrum. Dan worden de naald én de cassette met medicatie vervangen. Instellingen aan de pomp (inloopsnelheid, bolusdosering ...) en de naaldwissels moeten door een arts van het pijncentrum van het UZA gebeuren.