

Wat zijn mogelijke complicaties?

Kathetergerelateerde problemen:

- Insteekplaats
 - Roodheid
 - Pijn
 - Zwelling
 - Warmte
 - Lekkage/bloeding
- Moeilijke doorgankelijkheid
- Verstopte katheter
- Accidentele verwijdering of ontkoppeling van de katheter

Klinische problemen:

- Koorts/rillingen
- Medicamenteuze reacties
 - Huiduitslag
 - Ademhalingsproblemen

Het katheterverband moet in principe niet door de thuisverpleegkundige worden vervangen. Dit gebeurt tijdens de wekelijkse raadpleging in het ziekenhuis. We voorzien echter reservemateriaal indien dit verband toch zou los komen of ernstig bevuild is.

Contact

U kan ons contacteren via volgende nummers:

Tijdens de kantooruren (8:00 - 16:30 uur)



- OPAT-verpleegkundige 03/821.45.87
- Secretariaat consultatie 03/821.39.63
Algemene Inwendige,
infectieziekten en
tropische Geneeskunde

Buiten de kantooruren (16:30 - 8:00 uur)

Organisatorische vragen/materiaal/katheterproblemen

- Verpleging Infectieziekten 03/436.81.70
Tropische Geneeskunde (D1)

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



© UZA, juli 2023. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. OPAT_258562

OPAT

outpatient parenteral antimicrobial therapy

Informatiebrochure thuisverpleging



Kennis / Ervaring / Zorg



Beste collega

In deze brochure vindt u meer informatie over de procedure van antibioticatoediening bij OPAT-patiënten met verwijzing naar het specifieke materiaal dat door het UZA wordt voorzien. Indien bijkomende informatie nodig is, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Werkwijze

1. Handhygiëne

- Bij zichtbare bevuilding: wassen met water en zeep vooraleer te ontsmetten met handalcohol
- Ontsmetten met handalcohol

2. Zorg dat al het noodzakelijke materiaal klaarligt

Dit materiaal wordt voorzien door het ziekenhuis en wordt wekelijks tijdens een controle raadpleging op infectieziekten in het UZA aangevuld.

- Ontsmettingsmiddel (chloorhexidine 2%)
- Posiflush (voorgevulde injectiespuit 10 ml NaCl 0,9%):
 - 2 Posiflush OF
 - 3 Posiflush bij toediening van viskeuze oplossingen
- Poortbeschermer (PureHub)



- Medicatie en evt. oplosmiddel, naald en spuit om op te lossen
- Infuusleiding

3. Handen opnieuw ontsmetten met handalcohol

4. Maak de medicatie klaar om toe te dienen volgens de procedure

5. Handen opnieuw ontsmetten met handalcohol

6. Controleer of er geen malfunctie is van de katheter

- Aspireer met een gevulde Posiflush tot er bloed verkregen wordt uit de katheter



Opmerking: De naaldloze connector niet verwijderen (enkel bij zichtbare bevuilding of beschadiging). Een naaldloze connector dient altijd te worden voorzien van een poortbeschermer. Indien dit niet het geval is, moet de naaldloze connector al wrijvend ontsmet worden met een kompres met chloorhexidine 2%.

7. Spoel de katheter

- Spoel pulserend met Poliflush en sluit de katheter onder positieve druk af
 - Push-pause techniek: hierbij injecteer je 1 ml, laat vervolgens de druk op de stamper los voor 1 sec, en injecteer je opnieuw 1 ml enz.

8. Sluit het infuus met antibioticum aan en laat het lopen tot de infuuszak leeg is. Regel de snelheid volgens voorschrift.

- Blijf, bij een kortlopend infuus, bij de patiënt
- Bij een langlopend infuus, zorg dat de patiënt u kan contacteren bij problemen of wanneer het infuus bijna leeg is

9. Na het inlopen van het infuus

- Handen opnieuw ontsmetten met handalcohol
- Ontkoppel het infuus van de naaldloze connector
- Infuusleidingen worden niet hergebruikt en zijn per toedieningsmoment voorzien

10. Spoel de katheter

- Spoel pulserend om Posiflush en sluit de katheter onder positieve druk af
 - Push-pause techniek: hierbij injecteer je 1 ml, laat vervolgens de druk op de stamper los voor 1 sec, en injecteer je opnieuw 1 ml enz.
- Bij viskeuze oplossing naspoelen met extra Posiflush.
 - De vloeistof in één keer doorspuiten en afsluiten onder positieve druk

11. Voorzie de katheter van een poortbeschermer

- Laat de naaldloze connector ter plaatse (enkel te vervangen indien zichtbare bevuilding of beschadiging).

12. Evalueer dagelijks de punctieplaats